

Antwerpen, 13 juli 2015

## Wijzigingen Anti-Müllerian hormone en Kappa/Lambda lichte ketens vanaf 03/08/2015

Geachte collega,

Vanaf **maandag 3 augustus 2015** treden enkele wijzigingen op in ons analysebestand. We vatten ze in deze brief even samen.

Voor de bepaling van **anti-Müllerian hormone (AMH)** wordt vanaf deze datum een **nieuwe analysemethode** in gebruik genomen, waardoor eveneens het referentie interval van deze parameter wijzigt.

In het kader van de verdere uniformisering van eenheden, worden vanaf deze dag **nieuwe eenheden voor de bepaling van (totale) lichte ketens in urine** gehanteerd, namelijk mg/L in plaats van mg/dL. Hierdoor zullen de waarden van alle bepalingen met een factor 10 toenemen.

| Anti-Müllerian hormone (AMH)        |   |        |
|-------------------------------------|---|--------|
|                                     |   | Status |
| Analysenummer                       | 25049   | !      |
| Staaltype                           | Serum   |        |
| Eenheid                             | µg/L  |        |
| Referentiewaarden                   | Geslachts- en leeftijdsafhankelijk (zie website voor meer info) | !      |
| Methode                             | Elektrochemiluminiscentie immuno-assay (ECLIA)                  | !      |
| Kappa/Lambda lichte ketens (totaal) |   |        |
|                                     |   | Status |
| Analysenummer                       | 26667, 26668 (batterijen 26640 en 26645)                        | !      |
| Staaltype                           | Urine portie of 24-uurs urine                                   |        |
| Eenheid                             | mg/L  | !      |
| Referentiewaarden                   | Niet van toepassing   |        |
| Methode                             | Nefelometrie  |        |

**! = Gewijzigd**

De actuele status van ons testaanbod met afname- en verzendinginstructies, verwachte antwoordtijden enz. is op elk ogenblik beschikbaar in onze Labogids via onze website: <http://www.aml-lab.be>

Alle wijzigingen in functie van de tijd vind je ook op de website onder Analyses -> Historiek.

Voor het opvragen van resultaten kunt u steeds terecht op de website <https://consultit.aml-lab.be> of op het telefoonnummer +32 3 30 30 800.

Met vriendelijke groeten,

Klinisch Biologen AML